

■ 주소 : 경기도 파주시 월롱면 휴암로 79번길 62-28

■ TEL : 031-977-7971

■ FAX : 0507-0327-2983



홈페이지



미키스토어



MIKI일본

미키코리아메디칼 종합 카탈로그

vol.5



1965년 일본에서 설립된 이후 휠체어를 사용하는 한사람 한사람을 생각하여 최고의 제품을 만들기 위해 노력하고 있는 신뢰의 기업입니다.

INDEX 목차

“가고 싶은 곳을 가고”
 “하고 싶은 것을 하고”
 그런 일상이 당연하도록
 MiKi의 휠체어가 언제나 곁에 있겠습니다.

표준형 <i>Standard type</i>		경량형 <i>Lightweight type</i>	
P.5~ 		P.19~ 	
MIKI series MIKI-W, MIKI-W AH, MIKI-Q MIKIEV-3 MIKISKY-ZERO, MIKISKY-1, MIKISKY-2		CRT series 	CRT-1 CRT-2 CRT-3 CRT-4
SKT series 	SKT-400	KRT series 	KRT-1 KRT-2
SMART series SMART-C PU, SMART-D, SMART-L SMART-N, SMART-W PU			
KR series 	KR-1		
이승편이형 <i>Convenient type</i>		빅사이즈형 <i>Large size type</i>	
P.25~ 		P.27~ 	
LK series 	LK-2 LK-3	MKB series 	MKB-1 MKB-2
		리클라이닝형 <i>Reclining type</i>	
		P.29~ 	
		MIKIEV series 	MIKIEV-5
		NR4 series 	NR4-SP



회사 홈페이지
www.wheelchair-miki.co.kr



리클라이닝&틸트형 <i>Reclining & tilt type</i> P.31~  GF series GF-SP TRC series TRC-2 PU TRC-3DX	경량리클라이닝&틸트형 <i>L.W.Reclining & tilt type</i> P.34  CRT series CRT-WR	전도방지형 <i>Anti-conductivity type</i> P.35  MBY series MBY-47B
활동형 <i>Active type</i> P.36  NOVA series NOVA-ZERO	어린이형 <i>Kid's type</i> P.37  GENIE series GENIE II	이동변기 <i>Portable type</i> P.38  CS series CS-3 옵션 포스 <i>Options</i> <i>Force</i> P.39 P.40

“휠체어”하면 “MiKi”라고 바로 떠올려지는 기업을 목표로 합니다.

안심과 신뢰를 연구하는 곳은 국내에 머무르지 않습니다.
품질은 높이고 가격은 낮추기 위하여 전 세계적으로 노력하고 있습니다.

“세계 최고의 휠체어를 전 세계의 사용자에게 전하고 싶습니다.”

글로벌
global

“뛰어난 안전성과 쾌적함을 갖춘 고품질 휠체어를 전 세계의 사용자에게 전하고 싶다.”
이러한 MIKI의 생각을 실현하고자 생산 거점을 한국 뿐만 아니라 일본과 중국, 그리고 베트남까지 확장하였습니다. 아시아에, 그리고 전 세계에 만족도가 높은 휠체어를 계속적으로 제공하기 위하여 50년 이상 쌓아온 기술력과 경험을 바탕으로 품질 향상을 위하여 더욱더 노력해 나가고 있습니다.



- 1 미키 코리아 메디칼(본사/공장) : MIKI KOREA MEDICAL (HEAD OFFICE/FACTORY)
- 2 미키(본사/공장) : MIKI (HEAD OFFICE/FACTORY)
- 3 MIKI(상하이)유한공사 - 다롄(영업소) : MIKI DALIAN (OFFICE)
- 4 MIKI(상하이)유한공사 - 베이징(영업소) : MIKI BEIJING (OFFICE)
- 5 미키 캉복기재 (상하이) 유한공사 (현지법인 본사/공장) : MIKI SHANGHA (HEAD OFFICE/FACTORY)
- MIKI(상하이)유한공사 (현지법인 본사) : MIKI MARKETING SHANGHAI (HEAD OFFICE)
- 6 MIKI(상하이)유한공사 - 광저우 (영업소) : MIKI GUANGZHOU (OFFICE)
- 7 미키 모빌리티[USA]코퍼레이션 : MIKI Mobility[USA] Corporation
- 8 MIKI(베트남) : MIKI CARETECH VIETNAM (HEAD OFFICE / FACTORY)



미키 코리아 메디칼 주식회사



MIKI(상하이) 유한공사 / MIKI 판매 (상하이) 유한공사



중국 상하이 자딩구의 공장

미키 브랜드라는 최고의 품질

휠체어 이용자 한 사람 한 사람의 개성을 존중하고
최적의 휠체어를 만들어 내기 위하여 노력하는 MIKI.
이용자는 물론 보호자께서도 더 안전하고 더 쾌적하게 휠체어를 이용하실 수 있도록
고정관념에 사로잡히지 않고 항상 새로운 가치 창조를 위하여 노력하고 있습니다.

안전
safety



주행 내구성 시험



바닥면 경사 자동 시험기



강도검사



정적, 동적 부하 종합시험기
팔걸이 시험 / 좌압 시험



등받이 경사 충격성 시험



상표등록증



의료기기제조 및 품질관리기준 적합인정서

표준형

MIKI-W


복합
부속

원산지: 중국 / 제조국: 한국

모델명 MIKI-W

최대하중 100kg

중량 15.5kg




접었을 때 치수

전체길이	755(995)
전체높이	700/725
전체넓이	345

※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수

→ 시트색상



표준형

MIKI-W AH


복합
부속

원산지: 중국 / 제조국: 한국

모델명 MIKI-W AH

최대하중 100kg

중량 16.0kg



접었을 때 치수

전체길이	755(995)
전체높이	700/725
전체넓이	345

※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수

→ 시트색상



표준형

MIKI-Q

부속




※ 바퀴 탈착가능

제조국: 중국

모델명 MIKI-Q

최대하중 100kg

중량 14.8kg



접었을 때 치수

전체길이	730(960)
전체높이	670
전체넓이	320

※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수

→ 시트색상



표준형

MIKIEV-3




제조국: 중국

모델명 MIKIEV-3

최대하중 100kg

중량 15.4kg



접었을 때 치수

전체길이	750(1020)
전체높이	890
전체넓이	320

※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수



표준형

MIKISKY-ZERO



통(PU)
타이어



※ 링걸대 장착 예


제조국: 중국

모델명 MIKISKY-ZERO

최대하중 100kg

▶ 스틸 제품입니다.

중량 15.4kg



접었을 때 치수	
전체길이	990
전체높이	885
전체넓이	310

→ 시트색상



S-7(레자)



표준형

MIKISKY-1



통(PU)
타이어




제조국: 중국

모델명 MIKISKY-1

최대하중 100kg

▶ 스틸 제품입니다.

중량 15.4kg



접었을 때 치수	
전체길이	990
전체높이	885
전체넓이	310

→ 시트색상



S-1(레자)



표준형

MIKISKY-2




제조국: 중국

모델명 MIKISKY-2

최대하중 100kg

중량 15.0kg



접었을 때 치수

전체길이	1030
전체높이	730
전체넓이	380

표준형

SKT-400

보조
장치




제조국: 중국

모델명 SKT-400

최대하중 100kg

중량 16.5kg



접었을 때 치수

전체길이	735(960)
전체높이	680
전체넓이	300

※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수

→ 시트색상



표준형

SMART-C PU

복족




제조국: 중국

모델명 SMART-C PU

최대하중 100kg

중량 15.1kg



접었을 때 치수	
전체길이	745(995)
전체높이	695
전체넓이	325

※ ()는 발걸이 강착 상태의 치수



표준형

SMART-D(47)




제조국: 중국

모델명 SMART-D(47)

최대하중 100kg

중량 13.5kg



접었을 때 치수	
전체길이	985
전체높이	705
전체넓이	330



표준형

SMART-L



통(PU)
타이어




제조국: 중국

모델명 SMART-L

최대하중 100kg

중량 12.8kg



접었을 때 치수

전체길이	985
전체높이	895
전체넓이	325

(mm)



표준형

SMART-N



발걸이
장치



발걸이
장치



연동
브레이크



통(PU)
타이어




※ 접었을 때

제조국: 중국

모델명 SMART-N

최대하중 100kg

중량 14.1kg



접었을 때 치수

전체길이	760(980)
전체높이	900
전체넓이	340

※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수



표준형

SMART-W PU




제조국: 중국

모델명 SMART-W PU

최대하중 100kg


중량 15.4kg



접었을 때 치수	
전체길이	745(995)
전체높이	695
전체넓이	345

※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수

→ 시트색상



표준형

KR-1




원산지: 중국 / 제조국: 한국

모델명 KR-1

최대하중 100kg

중량 14.7kg



접었을 때 치수	
전체길이	890
전체높이	720
전체넓이	330

→ 시트색상



경량형

CRT-1




제조국: 중국

모델명 CRT-1

최대하중 100kg

중량 9.9kg



접었을 때 치수	
전체길이	930
전체높이	705
전체넓이	320



경량형

CRT-2




제조국: 중국

모델명 CRT-2

최대하중 100kg

중량 8.4kg



접었을 때 치수	
전체길이	850
전체높이	705
전체넓이	255



경량형

CRT-3




제조국: 중국

모델명 CRT-3

최대하중 100kg

중량 11.1kg



접었을 때 치수

전체길이	690(930)
전체높이	705
전체넓이	320

※ ()는 발걸이 장각 상태의 치수



경량형

CRT-4




제조국: 중국

모델명 CRT-4

최대하중 100kg

중량 9.8kg



접었을 때 치수

전체길이	640(880)
전체높이	705
전체넓이	255

※ ()는 발걸이 장각 상태의 치수



경량형

KRT-1




제조국: 중국

모델명 KRT-1

최대하중 100kg

중량 10.0kg



접었을 때 치수	
전체길이	930
전체높이	705
전체넓이	330



경량형

KRT-3




제조국: 중국

모델명 KRT-3

최대하중 100kg

중량 11.3kg



접었을 때 치수	
전체길이	690(930)
전체높이	705
전체넓이	330

※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수



이승편이형 LK-2




제조국: 중국

모델명 LK-2

최대하중 100kg

중량 20.5kg



접었을 때 치수

전체길이	750(990)
전체높이	780
전체넓이	385

※ ()는 발걸이 확장 상태의 치수

조작순서



이승편이형 LK-3




제조국: 중국

모델명 LK-3

최대하중 100kg

중량 15.0kg

▶ 빨간색은 출하 시의 치수입니다. 출하 시 사이즈 변경은 불가합니다.



접었을 때 치수

전체길이	652(892)
전체높이	670/695/720
전체넓이	250

※ ()는 발걸이 확장 상태의 치수

조작순서



빅사이즈형

MKB-1




제조국: 중국

모델명 MKB-1

최대하중 100kg

중량 15.5kg



접었을 때 치수	
전체길이	790(1060)
전체높이	740
전체넓이	350

※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수

좌폭: 420

좌폭: 450

주문생산으로 밖에 대응할 수 없었던
"체력이 크신 분, 체중이 많이 나가는 분"을 지탱해 주는 빅사이즈 휠체어



기존자사휠체어

MKB-1



빅사이즈형

MKB-2




제조국: 중국

모델명 MKB-2

최대하중 130kg

중량 20.9kg



접었을 때 치수	
전체길이	810(1070)
전체높이	935/960/985/1010
전체넓이	380

※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수

좌폭: 420

좌폭: 450

주문생산으로 밖에 대응할 수 없었던
"체력이 크신 분, 체중이 많이 나가는 분"을 지탱해 주는 빅사이즈 휠체어



기존자사휠체어

MKB-2




MIKIEV-5



MIKIEV-5

최대하중 100kg

중량 18.6kg



전체길이	825(1095)
전체높이	845
전체넓이	370

※ ()는 발걸이 정착 상태의 치수



NR4-SP




모델명 NR4-SP

최대하중 100kg

중량 24.0kg

▶ ()는 등받이를 올렸을 때, 내렸을 때 치수



조작순서



리클라이닝&틸트형

GF-SP




제조국: 일본

모델명 GF-SP

최대하중 100kg

중량 27.5kg



접었을 때 치수	
전체길이	935(1180)
전체높이	800/825/850
전체넓이	410

※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수



리클라이닝&틸트형

TRC-2 PU




※ 접은 모습 예

제조국: 중국

모델명 TRC-2 PU

최대하중 100kg

중량 23.9kg



접었을 때 치수	
전체길이	790(1065)
전체높이	730
전체넓이	350

※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수

→ 시트색상



리클라이닝&틸트형

TRC-3DX




제조국: 중국

모델명 TRC-3DX

최대하중 100kg

▶ 파란색은 쿠션을 포함한 치수입니다.

중량 24.5kg



접었을 때 치수	
전체길이	805(1040)
전체높이	675
전체넓이	360

※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수



경량 리클라이닝&틸트형

CRT-WR



※전용쿠션 표준장비




제조국: 중국

모델명 CRT-WR

최대하중 100kg

▶ 파란색은 쿠션을 포함한 치수입니다.

중량 16.8kg



접었을 때 치수	
전체길이	920(1135)
전체높이	780
전체넓이	310

※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수



전도방지형

MBY-47B




제조국: 중국

모델명 MBY-47B

최대하중 100kg

▶ 피칸색은 쿠션을 포함한 치수입니다.

중량 16.7kg



접었을 때 치수	
전체길이	960
전체높이	750
전체넓이	380

시트색상



NON BACK 브레이크란?

사용자가 휠체어에서 일어나면 NON BACK 브레이크 시스템이 작동하여 주자브레이크 가는 것을 잊고 휠체어를 타고 나갈 때에도 휠체어가 뒤로 밀림을 억제하여, 후방으로의 전도 사고 방지 및 피해를 줄여줍니다.



앉으면 브레이크 해제



좌석에서 일어나면서 브레이크 작동



앉으면 좌면 뒤 중앙부의 롤러가 눌러 휠체어 하부의 브레이크가 해제됩니다.



일어서면 좌면 뒤 중앙부의 롤러가 제자리로 돌아와 브레이크가 작동합니다.



활동형

NOVA-ZERO

부족




※ 바퀴 탈착가능

제조국: 중국

모델명 NOVA-ZERO

최대하중 100kg

중량 12.0kg



접었을 때 치수	
전체길이	840~885
전체높이	770/790/810
전체넓이	300



배치(배치)용량

배치(배치)용량

배치(배치)용량

배치(배치)용량



어린이형 GENIE II




제조국: 중국

모델명 GENIE II

최대하중 75kg

중량 12.0kg



접었을 때 치수

전체길이	700
전체높이	575
전체넓이	330

→ 시트색상



이동변기 CS-3

본
자
주




제조국: 중국

모델명 CS-3

최대하중 100kg

중량 12.6kg



접었을 때 치수

전체길이	725(940)
전체높이	1060
전체넓이	285


※ ()는 발걸이 장착 상태의 치수



OPTION



테이블



에어쿠션



스마트머리받침대



주차브레이크 연장레버



전도방지바



링겔꽃이



산소통걸이



NOVA_RIGID



B-Machine_F40



NOVA_alterna_R



Grand Fretcher-Uni Dash

기능표

제품종류	페이지	기능 제품명	바퀴			캐스터		등	시트			
			인치	종류	탈착	인치	종류		텐션이너	아우터		
표준형	5P	MIKI-W	24	PU		6	쿠션	○	○	○		
	6P	MIKI-W AH	24	PU		6	쿠션	○	○	○		
	7P	MIKI-Q	22	PU	○	6	쿠션	○	○	○		
	8P	MIKIEV-3	24	PU		6	솔리드					
	9P	MIKISKY-ZERO	24	PU		7	솔리드					
	10P	MIKISKY-1	24	PU		7	솔리드					
	11P	MIKISKY-2	24	AIR		7	솔리드	○		○		
	12P	SKT-400	22	PU		6	쿠션	○	○	○		
	13P	SMART-C PU	24	PU		6	쿠션	○		○		
	14P	SMART-D	24	AIR		6	솔리드	○				
	15P	SMART-L	24	PU		6	솔리드					
	16P	SMART-N	24	PU		6	솔리드					
	17P	SMART-W PU	24	PU		6	쿠션	○	○	○		
	18P	KR-1	24	PU		6	쿠션	○	○	○		
경량형	19P	CRT-1	22	AIR		6	쿠션	○				
	20P	CRT-2	14	AIR		6	쿠션	○				
	21P	CRT-3	22	AIR		6	쿠션	○				
	22P	CRT-4	14	AIR		6	쿠션	○				
	23P	KRT-1	22	PU		6	쿠션	○				
	24P	KRT-3	22	PU		6	쿠션	○				
이송편이형	25P	LK-2	22	PU		6	쿠션	○	○	○		
	26P	LK-3	14	PU		6	쿠션	○	○	○		
빅사이즈형	27P	MKB-1	24	PU		8	솔리드	○				
	28P	MKB-2	24	PU		8	쿠션					
리클라이닝형	29P	MIKIEV-5	16	PU		6	솔리드					
	30P	NR4-SP	16	PU		6	쿠션		○	○		
리클라이닝&틸트형	31P	GF-SP	14	PU		6	쿠션	○	○	○		
	32P	TRC-2 PU	16	PU		6	쿠션	○	○	○		
	33P	TRC-3DX	14	AIR		6	쿠션	○	○	○		
경량리클라이닝&틸트형	34P	CRT-WR	14	PU		6	쿠션	○	○	○		
전도방지형	35P	MBY-47B	22	AIR		6	쿠션	○		○		
활동형	36P	NOVA-ZERO	24	AIR	○	4	쿠션		○	○		
어린이형	37P	GENIE II	16	AIR		5	쿠션	○		○		
이동변기	38P	CS-3	8	솔리드		6	솔리드					

		발걸이			발걸이	좌석	손잡이	리클라이닝	틸트	브레이크				
		직접	발이조절	탈착						드럼	서브	연동	발	발
		○				○	○			○				
		○	○			○	○			○				
		○				○						○		
					○	○								
										○				
		○			○						○			
		○			○					○				
										○				
		○			○							○		
		○			○					○				
										○				
											○			
		○			○							○		
		○			○							○		
		○			○	○					○		○	
		○			○						○			
		○	○		○	○	○	○	○	○			○	
		○	○		○			○	○	○			○	
			○		○			○	○		○		○	
			○		○			○	○		○		○	
			○							○				○
			○											
		○			○									